

# Velatura FDA

Descrizione	Finitura silossanica semicoprente INTERNO
Supporti	Tutti i tipi di intonaci, pareti pre-verniciate e CLS
Composizione	Dispersione acquosa a base di legate silossanico
<b>Caratteristiche Tecniche</b>	
Massa Volumica	1,0 ± 0,02 Kg/L
pH	8,5
Resa	11/12 m <sup>2</sup> /Lt per singola mano
Essiccazione	2-3 h a 20 °C UR 60%
<b>Applicazione</b>	
Condizioni Ambientali	T. min 5 °C T.max 30 °C U.R. 65%
Strumenti	Spugna
Diluizione	Pronto uso
Colori	Trasparente, Colori cartella Pietra FDA
Precauzioni	Applicare sempre nelle condizioni indicate. Verificare lo stato del supporto prima di iniziare e assicurarsi che la superficie sia pulita ed asciutta.

## APPLICAZIONE PIETRA TRAVERTINO:

Stendere con l'apposita Spatola INOX sulla superficie trattata con **Fondo FDA medio** una mano di **Calce lulia FDA** bianca lasciando uno spessore omogeneo su tutta la superficie. Terminata l'applicazione lavorare con l'apposito tampone la superficie ancora umida in maniera orizzontale, andando a ricreare le naturali venature del travertino, in fine tamponare delicatamente tutta la superficie. Quando il prodotto comincia ad asciugare in superficie passare delicatamente la Spatola INOX pulita sulle venature in modo da schiacciare eventuali creste formatesi a seguito della tamponatura. Prima della completa essiccazione ripassare con la spatola per lisciare la superficie e compattarla dove non sono presenti le venature realizzate con il tampone. Se il prodotto risulta troppo asciutto è possibile bagnare la spatola in acciaio con acqua. Successivamente, con l'aiuto di una livella ed un punteruolo, incidere la superficie per riprodurre le fughe fra le lastre di travertino. Una volta completata l'essiccazione (10-12 ore) utilizzare della carta abrasiva per allargare leggermente le fughe. Applicare, quindi, con l'apposita spugna almeno due mani di **Velatura FDA** del colore desiderato. La modalità di applicazione, la quantità di **Velatura FDA** colorata applicata ed i colori scelti determinano l'effetto coloristico desiderato.

### Confezioni:

Velatura FDA: 2,5 Lt e 1,0 Lt

**Conservazione:** Temperatura minima: 5 °C  
Temperatura massima: 30 °C

### Tipologia rifiuti:

Secchio Vuoto: speciali assimilabili agli urbani  
Secchio con Residui: speciali

### Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali

### F.D.A. s.r.l.

24043 Caravaggio / BG  
Via Piave,1

Tel. e Fax +39 035 578 51 39 [info@firmadautore.it](mailto:info@firmadautore.it)

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate Prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia dato che il prodotto è usato sovente fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.